
## 頸部BB(1.5T)

### コイル→Head Matrix+Neck Matrix 体位→ヘッドファースト

Head Neck→MRA→Plaque routine

- 1 localizer
- 2 Vessel
- **③** 3D-TOF
- 4 FS\_T1W\_SPACE\_BB(cor)
- 5 FS T2W SPACE BB(cor)
- 6 FS T1W blade(tra)
- 7 FS\_T2W blade(tra)



#### ZIO処理 (1)MRA

- 1. 動脈だけを残す
- 2. 保存
- 3. MIP 横回転 拡大率: 160%

#### (2)BB

- 1.「FS-T1W VISTA BB(cor)」と「FS-T2W VISTA BB(cor)」をZIOへ送信。
- 2.2つのデータ→マルチフュージョン
- 3.右上→MPR

右のバー(左側)を1番上にして白黒にする

- 4.分岐部が長軸に見えるようにする
- 5.拡大率140% 右:右向き 左:左向き になるようにする
- 5.保存

右:外側→内側へ 左:内側→外側へ

枚数30枚, 厚さ1mm,ピッチ1mmで保存

保存名:「Rt.」「Lt.」など

- 6右のバー(左側)の数字1を押して2にする
  - →T2Wになる
- 7.3-6を同じようにして左側も作成する。



下に余裕持つ

4⑤分岐部中心(青)6⑦分岐部中心(赤)

③頸動脈分岐部~大動脈弓部(腕頭動脈)

右の腕頭動脈が下がっていること多いため

(狭窄している部分があったらその範囲)

## 眼窩(1.5T)

### コイル→Head Matrix 体位→ヘッドファースト

 $Neck \rightarrow Orbit \rightarrow Orbit$ 

- (1) localizer
- 2 T2W (sag)
- ③ DWI(b-0,1000)(tra)
- 4 STIR (cor)
- **5** T1W (cor)
- 6 T2W (tra)
- 7 T1W (tra)
- 8 oblique-sag STIR

- 2 全脳
- ③ 全脳
- ④⑤ 視神経を左右対称に(緑)後方は視交叉部付近まで
- ⑥⑦ 視神経を左右対称に(青) 後方は視交叉部付近まで
- ⑧ 視神経に平行 患側のみ(赤)

追加


視野障害


Sag. FLAIR→後頭葉を観察


(注)視神経・視交叉・下垂体など病変に応じて 撮影を追加

バセドウ氏病

眼筋に異常がなければoblique viewはいらない








## 副鼻腔(1.5T)


### コイル→Head Matrix 体位→ヘッドファースト

Head Neck → sinus

- 1 localizer
- 2 T2W (sag)
- ③ DWI (tra)
- 4 STIR (cor)
- **5** T1W (cor)
- ⑥ T2W (tra)
- ⑦ T1W (tra)
- 8 STIR (tra)

- ② 全脳
- ③ 全脳
- ④⑤ 副鼻腔をフルカバー上顎洞に平行な角度 (鼻を含める)(青)
- ⑥⑦⑧ 病変中心 上顎洞に垂直な角度 (鼻を含める) (赤)






## 頸部(1.5T)

#### コイル → Neck Matrix

Head Neck → Parotid(耳下腺)

→ Thyroid(甲状腺)

→ Lymph\_node\_CE(造影)



- 1 localizer@center
- 2 STIR(cor)
- ③ T1W (cor)
- 4 T2W (tra)
- ⑤ T1W (tra)
- 6 STIR (sag)
- 7 DWI(tra)


#### 造影


- -injection-
- 8 FS-T1 flash pre(tra)
- 9 FS-T1 flash 40sdelay(tra)
- (10) FS-T1 flash 80sdelay(tra)
- 1 FS-T1 flash 150sdelay(tra)
- 12 FS-T1 Gd (tra)
- (13) FS-T1 Gd (cor)
- (14) FS-T1 Gd (sag)


- ②③ 顎中央~棘突起中央付近(緑) (頚椎に沿った角度)
- ④⑤ 病変部(赤) 舌下腺、耳下腺、甲状腺の各々に設定
- ⑥ 病変中心(青)
- ⑦リンパ節に広がりがないか広めの範囲に設定されている

Thin MIP corを作成(invert)

- 89101112病変部
- ⑧を撮影し、画像確認。KOを確認し、造影開始。 40s-KO、80s-KO、150s-KOを撮影。
- ③顎中央~棘突起中央付近
- 14)病変部







# 頸部BB(1.5T)


- ・コイル→Head Matrix+Neck Matrix
- 体位→ヘッドファースト

#### Head Neck→MRA→Plaque routine

- 1 localizer
- 2 Vessel
- **③** 3D-TOF
- 4 FS T1W SPACE BB(cor)
- 5 FS\_T2W\_SPACE\_BB(cor)
- 6 FS\_T1W blade(tra)
- 7 FS T2W blade(tra)

- 1
- **(2**)
- ③ 頸動脈分岐部~大動脈弓部(腕頭動脈) 右の腕頭動脈が下がっていること多いため下に余裕持つ。
- ④⑤ 分岐部中心(青)
- ⑥⑦ 分岐部中心(赤)(狭窄している部分があったらその範囲)





#### ZIO処理

1. 動脈だけを残す

#### **2** BB

- 1.「FS-T1W\_VISTA\_BB(cor)」と「FS-T2W\_VISTA\_BB(cor)」をZIOへ送信。
- 2.2つのデータ→マルチフュージョン
- 3.右上→MPR

右のバー(左側)を1番上にして白黒にする

- 4.分岐部が長軸に見えるようにする
- 5.拡大率140% 右:右向き 左:左向き になるようにする
- 5.保存

右:外側→内側へ

左:内側→外側へ

枚数30枚, 厚さ1mm,ピッチ1mmで保存

保存名:「Rt.」「Lt.」など

6右のバー(左側)の数字1を押して2にする

→T2Wになる

# 眼窩(1.5T)

- ・コイル→Head Matrix
- 体位→ヘッドファースト

Neck → Orbit → Orbit

- 1 localizer
- ② T2W (sag)
- 3 DWI(b-0.1000)(tra)
- 4 STIR (cor)
- (5) T1W (cor)
- (6) T2W (tra)
- (7) T1W (tra)
- 8 oblique-sag STIR

- ② 全脳
- ③ 視神経に対して平行 全脳(青の点線)
- ④⑤ 視神経を左右対称に(緑)後方は視交叉部付近まで
- ⑥⑦ 視神経を左右対称に(青) 後方は視交叉部付近まで
- ⑧ 視神経に平行 患側のみ(赤)

-----


#### 追加


#### 視野障害


Sag. FLAIR→後頭葉を観察

(注)視神経・視交叉・下垂体など病変に応じて 撮影を追加

バセドウ氏病 眼筋に異常がなければoblique viewはいらない







# 副鼻腔(1.5T)

- ・コイル→Head Matrix
- ・体位→ヘッドファースト

#### Head Neck → sinus


- 1 localizer
- ② T2W (sag)
- ③ DWI (tra)
- 4 STIR (cor)
- ⑤ T1W (cor)
- ⑥ T2W (tra)
- ⑦ T1W (tra)
- 8 STIR (tra)


- 2 全脳
- ③ 全脳
- ④⑤ 副鼻腔をフルカバー

上顎洞に平行な角度(鼻を含める)(青)

678 病変中心

上顎洞に垂直な角度(鼻を含める)(赤)





# 頸部 (1.5T)

・コイル→ Neck Matrix

Head Neck → Parotid(耳下腺)

- → Thyroid (甲状腺)
- → Lymph node CE(造影)
- (1) localizer@center
- 2 STIR(cor)
- ③ T1W (cor)
- (4) T2W (tra)
- ⑤ T1W (tra)
- 6 STIR (sag)
- 7 DWI(tra)

\_\_\_\_\_

#### 造影

- -injection-
- 8 FS-T1 flash pre(tra)
- 9 FS-T1 flash 40sdelay(tra)
- 10 FS-T1 flash 80sdelay(tra)
- 1 FS-T1 flash 150sdelay(tra)
- 12 FS-T1 Gd (tra)
- 13 FS-T1 Gd (cor)
- (4) FS-T1 Gd (sag)

- ○ルート: どちらの手でもOK。22G。 ○インジェクター設定
- ・ガドビスト 0.1ml/Kg ×BW
- ・ガドテリドール 0.2ml/Kg ×BW
- ②③ 顎中央~棘突起中央付近(緑)
- (頚椎に沿った角度)
- 45 病変部(赤)
- 舌下腺、耳下腺、甲状腺の各々に設定
- ⑥ 病変中心(青)
- ⑦ リンパ節に広がりがないか広めの範囲に設定されている

Thin MIP corを作成(invert)

- \_\_\_\_\_
- 89(10(11)(12)病変部
- ⑧を撮影し、画像確認。K0を確認し、造影開始。
- 40s-K0、80s-K0、150s-K0を撮影。
- ③顎中央~棘突起中央付近
- 14)病変部

