

縦隔(1.5T)

できれば右手 22G

外来→ガドビスト:0.1ml/kg 生食30ml

病棟→ガドテリ:0.2ml/k 生食30ml

コイル→Body Matrix 撮影範囲に乗せる

体位→ヘッドファースト

呼吸センサー+腹部バンド巻く。

(ECGは心電図同期の場合)

Mediastinumis→ Routine(単純)

- ① localizer
- ② True Fisp RT(cor)
- ③ T2W (ssh)(cor)
- ④ T2W (ssh)(tra)
- ⑤ FST2W (ssh)(tra)
- ⑥ T1W Dixon(tra)
- ⑦ DWI RT(tra)
- ⑧ FS-T1 flash pre(tra)
- injection-
- ⑨ FS-T1 flash 40s(tra)
- ⑩ FS-T1 flash 80s(tra)
- ⑪ FS-T1 flash 150s(tra)
- ⑫ FS-T1W cor vibe

②③ 病変部(緑)

③は呼吸同期

④⑤⑥⑦ 病変部(赤)

③④⑤⑥は全部息止めで

③④⑤は息止めでダメな場合に呼吸同期か横隔膜同期

⑦ 呼吸同期

※場所によっては息止めではなく心電図同期も考慮

--injection-

⑧⑨⑩⑪ ④⑤⑥と同じ

⑫ ③と同じ

